



レスキューボードベンチ(レスキューオレンジ)



レスキューベンチ(レスキューオレンジ)

要救護者を固定するベルト付



座面裏側に固定ベルトがセットされているので、搬送時に要救護者をしっかり固定できます。

要救護者を優しく支える座面



要救護者の体を優しく包み込むように、座面はなだらかなアーチ形状になっています。

操作説明用ツールもあります

操作方法を分かりやすく説明。ベンチの側に提示することで緊急時に対応しやすくなります。詳しくは、係員までお問い合わせください。




操作説明POP



写真はメッセージボールパネル付小

ベンチ+担架

脚部おりたたみ式




レスキューオレンジ



ブルー



裏面



表面



商品説明

レスキューベンチ

¥98,000(税込¥107,800)

材質 座面:硬質塩化ビニール、脚:スチールパイプに粉体塗装
 ベルト:ポリプロピレン、バックル:POM樹脂
 ベンチ時サイズ 約W1805×D465×H400mm
 担架時サイズ 約W2090×D465×H190mm
 ベルト長さ 約1590mm(バックル部の端から端まで)
 規格色 ブルー・レスキューオレンジ
 重量 約17kg
 耐荷重(目安) 約100kg(担架時)

品番	規格色	梱包入数	元払数量	JANコード
BC-309-018-3	ブルー	1台	1台以上	775401
BC-309-018-5	レスキューオレンジ	1台	1台以上	775302


- 一部組立式 ●折りたたみ式 ●座面両端は安全カバー付
- 必ず管理者のいる場所に設置してください。
- ご使用の際は、製品の取扱説明をよくお読みの上、お使いください。
- 定期的に使用に不都合がないか安全点検を行ってください。

特許登録済

意匠登録済

素早く「担架」に変身

脚部のユニットを持ち上げながら、ゆっくり手前に倒すと、担架の持ち手に早変わりします。



本体に使い方を表示

裏面に操作方法を表示、とっさの時でも正しく操作できます。

